

パルスオキシメーター 使用時の注意点

~~指先が冷えている~~
~~マニキュアをしている~~
~~直射日光が当たっている~~




指を奥まで入れてください



安静にして数値が出るまで
お待ち下さい



上下に注意して数値を確認します



値によっては逆さまでも読めてしまいます
「SpO2」の文字の向きで上下を確認してください



この二次元コードには、視覚や読字に障害がある方向けに張り紙の内容を説明した音声データへのリンクが含まれています

音声データURL:

<https://harigamiya.jp/voice/how-to-use-pulse-oximeter.mp3>

ガイドス:

パルスオキシメーターを使う時は、指を温める、マニキュアを塗らない、直射日光が当たらない場所で使う、という点に気をつけてください。